



Fordøyelsesmedisinsk seksjon

Gastrolaboratorium, B1. 821, 9038 Tromsø
Telefon: 77 62 69 58 / 77 62 69 35

VIKTIG: FELT I RØD RAMME MÅ FYLLES UT

Fødselsnr. (11 siffer)

PASIENT

Adresse

Postnr.

Kun til bruk for laboratoriet

PRØVE TATT: Kl. Dato

Rekvirentkode

Rekvirent

Legekontor / Institusjon / Sykehus

Adresse Postnr.

KOPI AV SVAR SENDES TIL:

Legenavn

Legekontor / Institusjon / Sykehus

Adresse

Postnr. Poststed

ANALYSER – SEND ETT PRØVEGLASS TIL HVER ANALYSE

Pankreas Elastase 1

Referanseområde:
200 – >500 µg E1/g feces

Kalprotektin

Referanseområde:
Voksen: <50 mg/kg

Helicobacter pylori antigen

Sensitivitet og spesifisitet for
denne testen er begge over 95%.

For fullstendig informasjon om prøvemateriale, forhåndsregler, forsendelse, indikasjon, referanseverdier og tolkning av svar, se Laboratoriehåndboken: labhandbok.unn.no

VIKTIG OM PRØVETAKING

Materiale

Avføring i glass uten tilsetning

Forsendelse


Fecesprøver til Gastrolab sendes i brune prefrankerte forsendelsesposer/konvolutter.

Holdbarhet

Prøven har begrenset holdbarhet, og må leveres legekontor eller postkontor snarest mulig etter at prøve er tatt. Postforsendelse bør skje tidlig i uken, for å unngå at prøven blir liggende i postgang over helgen.

Prøvemottak og kontaktinfo

UNN, LAB MED
Sykehusveien 38, 9019 Tromsø
Telefon: 77 66 97 08



Prøveglass må være merket

med pasient-ID, ha tydelig påskrevet prøvetakingsdato, og sendes sammen med rekvisisjon.

Fyll røret halvfullt, hvis mulig.

Det skal ikke være mer prøvemateriale enn dette.

Kliniske opplysninger: